



1. Ievads

Pateicamies, ka iegādājāties augstas kvalitātes Mobilex produktu. Šī lietošanas instrukcija satur medicīniskās ierīces apraksta un svarīgu informāciju par tās lietošanu. Tās mērķis ir palīdzēt jums lietot produktu pareizi un droši. Ir ļoti svarīgi rūpīgi izlasīt instrukciju pirms ierīces lietošanas. Īpaši pievērsiet uzmanību drošības norādījumiem un vienmēr ievērojiet tos. Mobilex pastāvīgi cenšas uzlabot un pilnveidot savus produktus. Tāpēc mēs paturam tiesības mainīt produkta specifikācijas un tehniskos datus bez iepriekšēja brīdinājuma.

Paredzētais ierīces lietojums

Šis produkts ir medicīniska ierīce, kas paredzēta to personu mobilitātes palielināšanai, kurām ir grūtības stāvēt vai staigāt. Rollators ļauj šīm personām atgūt spēju veikt ikdienas aktivitātes. Rollators ir piemērots personām, kurām dažādu slimību dēļ ir nepieciešams stabils atbalsts staigāšanai. Rollatoru drīkst izmantot tikai kā atbalstu stāvēšanai un staigāšanai. Jebkāda cita izmantošana ir aizliegta.

Indikācijas

Rollators ir medicīniska ierīce, kas paredzēta cilvēkiem ar funkcionāliem ierobežojumiem. Lietošanas indikācijas ir slimības, kas izraisa mobilitātes ierobežojumus un invaliditāti, traucējot patstāvīgi sēdēt, stāvēt un staigāt. Tāpēc, veicot iepriekš minētās darbības, ir nepieciešams papildu stabils atbalsts. Indikācijas nevar saistīt ar vienu konkrētu klīnisko ainu, un tās ir atkarīgas no individuāla potenciālā lietotāja veselības stāvokļa izvērtējuma, ko veic ārsts vai fizioterapeits. Galvenās mērķa lietotāju grupas ir gados vecāki cilvēki, personas ar parēzi, reimatiskāms slimībām un citi cilvēki ar ierobežotu mugurkaula jostasdaļas, ceļgalu vai gūžu kustību. Produkta izmantošana citiem mērķiem, izņemot iepriekš aprakstītos, ir aizliegta.

Kontrindikācijas

Rollators nav paredzēts personām, kuras nevar saglabāt pareizu ķermeņa līdzsvaru stāvus pozīcijā. Ierīci nedrīkst lietot, ja lietotājam ir uztveres traucējumi. Kontrindikācijas nevar saistīt ar vienu konkrētu klīnisko ainu, un tās ir atkarīgas no individuāla potenciālā lietotāja veselības stāvokļa izvērtējuma. Ortopēdiskā palīglīdzekļa izvēle konkrētam klīniskam gadījumam vienmēr jāveic ar speciālista ārsta vai fizioterapeita palīdzību. Papildus ievērojiet drošības informāciju 2. nodaļā.

Lietošanas jomas

Produktu var izmantot mājas aprūpē, veselības un ilgtermiņa aprūpes iestādēs un slimnīcās.

Medicīniski incidenti un nevēlami notikumi

Jebkādu ar ierīci saistītu nevēlamu notikumu gadījumā, lūdzu, sazinieties ar izplatītāju vai ražotāju:

Mobilex A/S Grønlandsvej 5 DK-8660 Skanderborg Dānija	Tālrunis: Telefakss: E-pasts:	+45 87 93 22 20 +45 87 93 17 77 info@mobilex.dk
---	-------------------------------------	---

Drošības prasības

- Pārliecinieties, ka šo rokasgrāmatu ir izlasījušas visas personas, kas lieto ierīci.
- Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem un/vai traumām, kas radušās, neievērojot lietošanas instrukciju.
- Lietojiet produktu tikai nevainojamā stāvoklī.
- Ja tiek konstatēti defekti vai kļūdas, nekavējoties pārtrauciet ierīces lietošanu un sazinieties ar izplatītāju.
- Ievērojiet visus ražotāja ieteikumus un brīdinājumus.
- Pievērsiet uzmanību informācijai uz produkta etiķetes.
- Lietojiet produktu tikai aprakstītajam mērķim.
- Nekāpiet uz ierīces.
- Izvairieties no konstruktīvām izmaiņām ierīcē, ja vien jums nav ražotāja rakstiskas piekrišanas šādām modifikācijām.
- Ierīci un somu nedrīkst noslogot ar lielāku svaru, nekā norādīts tehniskajos datos.
- Visiem riteņiem VIENMĒR jābūt saskarē ar grīdu lietošanas laikā. Tas nodrošinās, ka rollators ir pareizi līdzsvarots un samazinās negadījumu risku.
- Esiet uzmanīgi, montējot vai regulējot jebkuras ierīces daļas.
- Vienmēr pārbaudiet, vai bremzes darbojas pareizi pirms lietošanas.
- Lietojiet rollatoru tikai tad, kad tas ir pilnībā atlocīts un fiksācijas mehānisms ir aktivizēts.
- Sēdekli drīkst izmantot tikai tad, kad stāvbremzes ir aktivizētas.
- Abas bremzes vienmēr jāaktivizē vai jāfiksē vienlaicīgi.
- Rollatora kustības laikā nav atļauts uz sēdekļa pārvietot personu vai priekšmetu.
- Stāvbremzēm vienmēr jābūt ieslēgtām, kad rollators netiek lietots.

Komplektācija

Ierīce tiek piegādāta kartona kastē. Iepakojuma saturs:

- ✓ 1 salocīts rollators ar uzstādītu sēdekli, krukā turētāju un iepirkumu somu;
- ✓ 1 atzveltnes caurule;
- ✓ 2 stūres rokturi;

- ✓ 1 plastmasas maisiņš ar 2 augstuma regulēšanas skrūvēm, 2 plastmasas detaļām un 2 uzgriežņiem;
- ✓ 1 lietošanas instrukcija;

Iepriekšēja pārbaude

Pārbaudiet kastes saturu ar iepriekš minēto sarakstu. Ja šajā posmā konstatējat, ka kāda detaļa trūkst vai ir bojāta, nekavējoties sazinieties ar piegādātāju.



3. Apraksts

Produkta apraksts

Rollatoram ir pulverkrāsots rāmis un 4 riteņi. Viegls rāmis padara to viegli salokāmu un piedāvā ērtu glabāšanu un transportēšanu. Rollators viegli rit un ir pietiekami stabils. Stūres rokturu augstumu var regulēt. Rollators tiek piegādāts ar uzstādītu sēdekli, krukļa turētāju un iepirkumu somu. Atzveltnes caurule un stūres rokturi ir jāuzstāda.

Rollators sastāv no šādiem elementiem:

1. Stūres rokturis
2. Bremzes svira
3. Roktura augstuma regulēšanas poga
4. Atzveltnes caurules stiprinājuma vieta
5. Krukļa turētājs
6. Bremze
7. Aizmugurējais ritenis
8. Fiksācijas mehānisms
9. Atzveltnes caurule
10. Polsterēts sēdeklis
11. Iepirkumu soma
12. Priekšējais grozāmais ritenis
13. Roktura augstuma regulēšanas montāžas komplekts (atrodas somā)



Montāžas apraksts

- Novietojiet galveno rāmi ar riteņiem uz līdzenas virsmas tā, lai visi riteņi pieskartos grīdai. Spiediet fiksācijas mehānismu uz leju, līdz rāmis ir pilnībā atvērts. Nospiediet sēdekļa paliktni uz leju, lai tas atrodas horizontālā stāvoklī. Vienmēr pārliecinieties, ka rāmis ir stabils un fiksēts, kad rollators ir atvērts.
- Ievietojiet stūres rokturu cauruļu apakšējos galus rāmja augšpusē esošajos caurumos līdz rokturu augstuma regulēšanas pogām. Noregulējiet abus stūres rokturus vienādā augstumā saskaņā ar sadaļu "Funkciju apraksts".
- Pievienojiet atzveltnes cauruli rāmim, piespiežot atzveltnes caurules galu fiksācijas tapas un iebīdot to stiprinājuma vietās, līdz abas "noklikšķ".
- Pirms lietošanas VIENMĒR pārbaudiet, vai rollators un piederumi ir pareizi un droši nofiksēti.

Funkciju apraksts

Rāmja salocīšana/atlocīšana

Lai atlocītu rāmi, spiediet fiksācijas mehānismu uz leju un pabeidziet, spiežot uz leju stūres rokturus, līdz fiksācijas mehānisms atrodas horizontālā stāvoklī. Lai salocītu rāmi, pavelciet uz augšu siksnu, kas atrodas somas iekšpusē, un pabeidziet locīšanu, aktivizējot stāvbremzes un saliekot kopā stūres rokturus.



Stūres rokturu augstuma regulēšana

Lai regulētu stūres rokturu augstumu, atskrūvējiet augstuma regulēšanas pogu un izņemiet skrūvi. Pārbīdiet rokturi vēlamajā pozīcijā un ievietojiet skrūvi atpakaļ caur rāmja un rokturu caurules caurumiem. Cieši pievelciet pogu un atkārtojiet to pašu ar otru rokturi.

PIEZĪME: Abiem rokturiem vienmēr jābūt vienādā augstumā. Pareizais stūres rokturu augstums vienmēr jāatbilst lietotāja plaukstu locītavas augstumam, kad rokas ir gar ķermeni stāvus pozīcijā.

Bremzes

Bremzes var pakāpeniski aktivizēt, velkot bremzes sviras uz augšu ar pieaugošu spēku. Bremzes ir pilnībā ieslēgtas, kad bremzes sviras pieskaras rokturiem un rollators ir pilnībā apstājies. Lai pārtrauktu bremzēšanu, atlaidiet bremzes sviras.

Rollatoram ir aprīkota arī stāvbremzes funkcija. Lai ieslēgtu stāvbremzi, spiediet bremzes sviras uz leju. Lai atbloķētu stāvbremzi, velciet bremzes sviras atpakaļ neitrālā stāvoklī.



BRĪDINĀJUMS! Vienmēr aktivizējiet stāvbremzi, kad rollators netiek lietots! Novietojiet rollatoru uz nelīdzenas virsmas, vienmēr jāaktivizē stāvbremze!



BRĪDINĀJUMS! Bremzēm vienmēr jābūt fiksētā stāvoklī, kad rollators ir novietots! Nekad nelietojiet sēdekli, ja bremzes nav fiksētas! Sēžot nekad neatbalstieties atpakaļ. Ieteicams sēdēt tikai sēdekļa priekšējā daļā.

Piederumi

Ierīci var aprīkot ar šādiem piederumiem (nav iekļauti standarta aprīkojumā):


- ✓ Metāla grozs



4. Tehniskie dati

Impala rollators	Standarta Art. 312060	Augsts Art. 312061	Plats Art. 312062
Stūres rokturu augstums (regulējams)	79 – 93 cm	90 – 105 cm	79 – 93 cm
Sēdekļa augstums	53 cm	63 cm	53 cm
Kopējais platums atvērts / salocīts	60 / 27 cm	63 / 35 cm	66 / 27 cm
Platums starp stūres rokturiem	48 cm	49 cm	53 cm
Garums	70 cm	75 cm	70 cm
Svars	7,4 kg	7,9 kg	7,5 kg
Maks. lietotāja svars / somas slodze	150 kg / 5 kg		
Bremzes	2 ar stāvbremzes funkciju		
Riteņu izmēri (priekšējie un aizmugurējie)	200 x 35 mm		

Produkta etiķete



Produkta etiķetes piemērs

	QR-code link to homepage		Manufacturing date
	Manufacturer		Max load
	Observe the user manual		Max width
	To be used indoor and outdoor		serial no
	CE marked product		Item Number
	Max load basket		Medical Device

Meaning of the icons

Ikonu nozīme

Ikonu skaidrojums latviešu valodā:

QR-koda saite uz mājaslapu	Ražošanas datums	Ražotājs	Maks. slodze
Skatīt lietošanas instrukciju	Maks. platums	Lietošanai iekšējās un ārpus telpām	Sērijas numurs (SN)
CE marķēts produkts	Preces numurs (REF)	Maks. groza slodze	Medicīniska ierīce (MD)

5. Kopšana un apkope

Parastos netīrumus var noņemt ar standarta tīrīšanas līdzekļiem un sūkli vai mīkstu lupatu. Pārbaudiet konkrētā produkta informāciju un izmantojiet tikai komerciālos tīrīšanas līdzekļus, kas piemēroti tīrīšanai. Dezinfekcijai izmantojiet tikai dezinfekcijas līdzekļus, kas sertificēti lietošanai ar medicīniskām ierīcēm un pieejami vietējā tirgū.

Riteņus var tīrīt ar karstu ūdeni un maigu tīrīšanas līdzekli. Pēc tīrīšanas riteņu gultņi periodiski jāieeļļo vai tad, kad riteņi sāk čīkstēt.

Neskatoties uz stabilo konstrukciju un izturīgu materiālu izmantošanu, produkts ir pakļauts nodilumam. Tāpēc ieteicams produktu regulāri pārbaudīt profesionālā servisā. Mēs iesakām šādu:

- ✓ Produkta tīrīšana un dezinfekcija
- ✓ Rāmja pārbaude, lai atklātu līkumus, bojājumus, nodilumu vai koroziju
- ✓ Nolietoto daļu pārbaude un nepieciešamības gadījumā nomaina
- ✓ Vispārēja komponentu pievilšana

Ieteicamais kalpošanas laiks: Parasti 10 gadi, atkarībā no lietošanas.

Uzglabāšana: Iesakām uzglabāt sausā vietā temperatūrā virs 0 °C.

Transportēšana

Transportēšanai ieteicams ierīci salocīt. Ierīce jātransportē stabilizētā un nostiprinātā veidā, lai transportēšanas laikā nebūtu pēkšņu vai bīstamu kustību.



Atkārtota izmantošana

Produkts ir piemērots atkārtotai izmantošanai. Pirms jauns lietotājs pārņem produktu, ierīce ir jāpārbauda tehniski un jādezinficē saskaņā ar 5. punktu.

6. Biežākās problēmas un risinājumi

Problēmas	Iespējamie cēloņi	Risinājumi
Rollatoru ir grūti vadīt vai stumt	Netīrumi starp riteņiem un dakšām	Notīriet netīrumus vai matus starp riteņiem un dakšām
Bremzes nedarbojas vai darbojas tikai vienā pusē	Bremžu kurpes ir nodilušas vai bremzes nav pareizi noregulētas	Noregulējiet bremzes. Nepieciešamības gadījumā nomainiet bremžu kurpes (→ servisa centrs)



7. Produkta utilizācija

Produktu nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem, un tas jānogādā vietējā pārstrādes centrā.

8. Garantijas noteikumi

Mobilex A/S piedāvā 2 gadu garantiju bojājumiem, kas radušies ražošanas vai materiāla kļūdu dēļ. Garantija nav spēkā, ja produkts tiek remontēts vai izmantots neparedzētā veidā. Daļas, kuras ir pakļautas parastam nodilumam, garantijā nav iekļautas, ja vien nodilums nav radies ražošanas defekta dēļ. Ja produktā tiek veiktas izmaiņas bez mūsu rakstiskas piekrišanas, CE marķējums un produkta garantija zaudē spēku. Ja produkts ir bojāts un uz to attiecas šī garantija, lūdzu, informējiet izplatītāju vai tieši Mobilex A/S. Garantija neietver transporta izmaksas un neietver kompensāciju par personīgām traumām vai produkta neizmantošanu remonta laikā. Garantija neietver bojājumus, kas radušies, neievērojot lietošanas instrukciju.

9. Atbilstības deklarācija

Ierīce ir izgājusi atbilstības novērtējumu saskaņā ar ES Regulu: MDR 2017/745 par medicīniskām ierīcēm un ir CE marķēta. Atbilstības deklarācija ierīcei ir izdota un pieejama:

mobilex.dk/medias/2021-08/ce_impala_rollator_312060_62_8404.pdf

vai izmantojot QR kodu labajā pusē.

